

***Sangre para diagnóstico de hemoparásitos o *Dirofilaria immitis*:***

Las muestras se preservan con anticoagulante y refrigeradas. Para serología el suero es separado de los componentes de la sangre y fraccionado en alícuotas de 1 ml y conservado a  $-20^{\circ}\text{C}$  hasta su procesamiento.

Los frotis se deben enviar coloreados o fijados y evitando el contacto de las superficies donde se encuentra la sangre a analizar.

**Importante**

Cualquier duda o consulta comunicarse con la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias al 5287-2500 / 2502 / 2510