

**Raspado de piel:**

Las muestras se preservan a temperatura ambiente entre porta y cubre (*Demodex* spp, *Sarcoptes* spp) y en tubos con hisopo (*Otodectes* spp).

Si la muestra se obtuvo mediante la aplicación de cinta adhesiva transparente sobre el raspado, ésta se preserva colocándola sobre un portaobjetos hasta su envío al laboratorio.

**Importante**

Cualquier duda o consulta comunicarse con la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias al 5287-2500/2502/2510