

Servicio de Diagnóstico Molecular

CONDICIONES ÓPTIMAS DE REMISIÓN DE MUESTRAS

En todos los casos las muestras deben ser refrigeradas inmediatamente y remitidas antes de las 48 hs. al laboratorio en condiciones de refrigeración (hielo/conservantes). En caso de no poder cumplir con estos plazos congelar la muestra lo antes posible (- 20º C o menos) y remitir congelado (hielo seco).

En el caso de los hisopados, no es necesario enviarlo con medio y en lo posible el hisopo NO debe ser de algodón.

Diagnóstico Molecular (PCR) de Herpesvirus Psitácido (PsHV) (Enfermedad de Pacheco)

Muestra de elección: - Hisopado Bucal + Cloacal - Hígado

Otras muestras: - Otros tejidos con lesiones