

- Extraer, como mínimo, 2 ml de sangre sin anticoagulante.
- En caso de solicitar varias determinaciones 3 ml total.
- Tubo seco. Se obtendrá SUERO.
- Ayuno de al menos 12 horas.
- Dejar 2 horas en temperatura ambiente luego conservar en heladera.



- Para recepción de muestras de Lunes a Viernes de 8 a 14:30 hs.
- Para extracciones de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.

Servicios a Terceros, Hospital Escuela, Fac. Cs. Veterinarias, UBA,  
Av. San Martín 4351 – CABA.